



## GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA DISQUIM

# DIOXYCAMP DUO (A+B)

Sellador bicomponente post ordeño.  
Acción desinfectante y emoliente.

*Desinfección de la ubre con acción bactericida.  
Viscosidad fluida y estable. No gotea.*

### COMPOSICIÓN

Dioxicamp Duo A: Ácido láctico 3,20%  
Dioxicamp Duo B: Clorito sódico 0,64%

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO: Gel fluido

COLOR: Amarillo

OLOR: Ligeramente clorado

DENSIDAD: 1

MATERIA ACTIVA FINAL: Dióxido de cloro

### PROPIEDADES Y USOS

Producto destinado a la higiene en el ordeño (desinfección de la ubre). DIOXYCAMP DUO tiene una gran acción desinfectante resultado de la reacción química entre el clorito sódico y el ácido láctico dando como resultado dióxido de cloro. Las bacterias no pueden desarrollarse, lo que reduce el riesgo de infección a través de la piel o el canal del pezón. DIOXYCAMP DUO protege la piel después del ordeño, contiene agentes emolientes y reparadores de la piel que la regeneran a un estado óptimo. Desinfectante con actividad bactericida, según la norma UNE-EN 1656 y AFNOR NFT 72301. DIOXYCAMP DUO tiene una viscosidad fluida y estable a cualquier temperatura. El producto NO GOTEA. DIOXYCAMP DUO crea una protección visible (efecto barrera) hasta el siguiente ordeño.

Cierra perfectamente el esfínter del pezón gracias a la capa filmógena, de alta calidad, que genera alrededor del pezón. Se recomienda alternar su uso con MAMICAMP SELLADOR HIDRA.

### MODO DE EMPLEO

Producto para mezclar A+B (A 50%+B 50%). Uso externo (vía tópica): por inmersión de los pezones. Tras el ordeño: sellar por inmersión cada pezón en un DIP CUP (copa) mezclando al 50% DIOXYCAMP DUO A y DIOXYCAMP DUO B hasta obtener un color uniforme. Una vez aplicado no secar. Antes del próximo ordeño limpiar los pezones de la forma habitual. Utilizar después del ordeño. El producto, una vez mezclado, se puede almacenar por un tiempo máximo de 24 horas. No mezclar con otros productos. No verter el resto, de DIOXYCAMP DUO del DIP CUP (copa), después de su uso de nuevo al envase. No mezclar con otros productos. Producto autorizado para la "Producción Ecológica".

### ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en el envase de origen, y protegerlo del hielo y de la luz. El producto, antes de su mezcla, es estable durante 24 meses, en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### PRESENTACIÓN

DIOXYCAMP DUO A: Envase 20 litros.  
DIOXYCAMP DUO B: Envase 20 litros.