



GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA DISQUIM

DIOXYCAMP DUO (A+B)

Sellador bicomponente post ordeño.
Acción desinfectante y emoliente.

*Desinfección de la ubre con acción bactericida.
Viscosidad fluida y estable. No gotea.*

COMPOSICIÓN

Dioxycamp Duo A: Ácido láctico 3,20%
Dioxycamp Duo B: Clorito sódico 0,64%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- ASPECTO: Gel fluido
- COLOR: Amarillo
- OLOR: Ligeramente clorado
- DENSIDAD: 1
- MATERIA ACTIVA FINAL: Dióxido de cloro

PROPIEDADES Y USOS

DIOXYCAMP DUO está destinado a la higiene en el ordeño (desinfección de la ubre). Presenta gran acción desinfectante resultado de la reacción química entre el clorito sódico y el ácido láctico, dando como resultado dióxido de cloro. Las bacterias no pueden desarrollarse, lo que reduce el riesgo de infección a través de la piel o el canal del pezón. Desinfectante con actividad **bactericida**, según la norma **UNE-EN 1656** y **AFNOR NFT 72301**. DIOXYCAMP DUO protege la piel después del ordeño. Contiene agentes emolientes y reparadores que la regeneran a un estado óptimo. Su viscosidad es fluida y estable a cualquier temperatura. **NO GOTEA**. Crea una protección visible (efecto barrera) hasta el siguiente ordeño. Cierra perfectamente el esfínter del pezón al generar a su alrededor una capa filmógena de alta calidad.

MODO DE EMPLEO

Producto para mezclar A+B (A 50% + B 50%). Uso externo (vía tópica) por inmersión de los pezones.

Tras el ordeño, sellar por inmersión cada pezón en un DIP CUP (copa) mezclando al 50% DIOXYCAMP DUO A y DIOXYCAMP DUO B hasta obtener un color uniforme.

Una vez aplicado no secar. Antes del próximo ordeño limpiar los pezones de la forma habitual. Se recomienda alternar su uso con MAMICAMP SELLADOR HIDRA.

DIOXYCAMP DUO, una vez mezclado, se puede almacenar por un tiempo máximo de 24 horas. No mezclar con otros productos. No verter el resto de DIOXYCAMP DUO del DIP CUP (copa), después de su uso de nuevo al envase.

Producto autorizado para la "Producción Ecológica".

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en el envase de origen, y protegerlo del hielo y de la luz. El producto, antes de su mezcla, es estable durante 24 meses, en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

PRESENTACIÓN

DIOXYCAMP DUO A: Envase 20 litros.
DIOXYCAMP DUO B: Envase 20 litros.